


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ufl1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O94874

Numero articolo: CM0021580



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro UFL1 umano (E3 UFM1-protein ligase 1). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Indicato per la ricerca sull'ufmilazione, lo stress del reticolo endoplasmatico e il danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UFL1 Rabbit pAb
Note/Alias	NLBP; RCAD; Maxer; KIAA0776; UFL1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23376
GeneID	23376
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 601-794 di UFL1 umano (NP_056138.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O94874
Peso della proteina	90 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante