


Anticorpo Policlonale Anti-Ugdh Per Ihc-P Ed Elisa - O60701

Numero articolo: CM0018574



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a UGDH (UDP-glucosio 6-deidrogenasi), validato per immunochimica (IHC-P) ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Utile per la ricerca sulla biosintesi dei glicosaminoglicani e sulle malattie dello sviluppo neurologico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UGDH Rabbit pAb
Note/Alias	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
Specie	Umano
GeneID (umano)	7358
GeneID	7358
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 165-494 dell'UGDH umano (NP_003350.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O60701
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio