


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ugdh Per Wb E Elisa - O60701

Numero articolo: CM0014653



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro UGDH (UDP-glucosio 6-deidrogenasi), validato per Western blot e ELISA. Rileva UGDH umano e murino, un enzima chiave nella sintesi dei glicosaminoglicani, con un peso molecolare previsto di 55 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UGDH Rabbit pAb
Note/Alias	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7358
GeneID	7358
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O60701
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio