

Anticorpo Policlonale Anti-Ugt1A1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22309

Numero articolo: CM0029039

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio contro UGT1A1 umano (SWISS: P22309) è adatto per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Validato su umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla UDP-glucuronosiltransferasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UGT1A1 Rabbit pAb
Note/Alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	54658
Gene ID	54658
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di UGT1A1 umano (NP_000454.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22309
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio