

Anticorpo Policlonale Anti-Ugt1A1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22309

Numero articolo: CM0017770

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-UGT1A1 validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva la UDP-glucuronosiltransferasi 1A1 in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sul metabolismo dei farmaci, sulla coniugazione della bilirubina e sulla tossicità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UGT1A1 Rabbit pAb
Note/alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Specie	Umana
GeneID (umano)	54658
GeneID	54658
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della UGT1A1 umana (NP_000454.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P22309
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico