

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ugt1A1 Per Wb, Elisa - P22309

Numero articolo: CM0006840

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro UGT1A1 umano, adatto per Western blot ed ELISA, con reattività crociata con il ratto. Rilevante per gli studi sul metabolismo dei farmaci di fase II, sulla coniugazione della bilirubina e sulla glucuronidazione degli ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-UGT1A1
Note/alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	54658
ID del gene	54658
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	P22309
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante