

Anticorpo Policlonale Anti-Ugt1A6 Per Wb, Elisa - P19224

Numero articolo: CM0023308

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'UGT1A6 umano (UniProt P19224) per applicazioni Western blot e ELISA. Rileva l'UGT1A6 endogeno in campioni umani e di topo. Adatto per la ricerca sul metabolismo farmacologico e la detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UGT1A6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GNT1, UGT1, HLUGP, UDPGT, UGT1A, UGT1C, UGT1E, UGT1F, HLUGP1, UGT-1A, UGT-1C, UGT-1E, UGT-1F, UGT1.1, UGT1.3, UGT1.5, UGT1.6, UGT1A1, UGT1A3, UGT1A5, UGT1-01, UGT1-03, UGT1-05, UGT1-06, UGT1A6S, hUG-BR1, UDPGT 1-6, UGT1A6
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	54578
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 65-270 dell'UGT1A6 umano (NP_001063.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	P19224
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio