

Anticorpo Policlonale Anti-Ugt1A6 Per Wb, Elisa - P19224

Numero articolo: CM0014950

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UGT1A6 umano (SWISS: P19224). Validato per WB e ELISA, adatto per la ricerca sul metabolismo farmacologico e la detossificazione. Reagisce in modo crociato con uomo e topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UGT1A6 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	GNT1; UGT1; HLUGP; UDPGT; UGT1A; UGT1C; UGT1E; UGT1F; HLUGP1; UGT-1A; UGT-1C; UGT-1E; UGT-1F; UGT1.1; UGT1.3; UGT1.5; UGT1.6; UGT1A1; UGT1A3; UGT1A5; UGT1-01; UGT1-03; UGT1-05; UGT1-06; UGT1A6S; hUG-BR1; UDPGT 1-6; UGT1A6
Specie	Uomo
Gene ID (Uomo)	54578
Gene ID	54578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 65-270 di UGT1A6 umano (NP_001063.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	P19224
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio