


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ugt2B10 Per Wb Ed Elisa - P36537

Numero articolo: CM0028693



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-UGT2B10 validato per WB ed ELISA. Riconosce UGT2B10 umano, murino e di ratto (61 kDa), una UDP-glucuronosiltransferasi chiave di fase II. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei farmaci e sulla detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UGT2B10 Rabbit pAb
Note/Alias	UDPGT2B10; UGT2B10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7365
GeneID	7365
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P36537
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante