


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ugt2B17 Per If/Icc Ed Elisa - 075795

Numero articolo: CM0019624



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega all'UGT2B17 umano, un enzima chiave nella glucuronidazione degli ormoni steroidei. Validato per IF/ICC ed ELISA. Adatto per studi sul metabolismo dei farmaci e sulla endocrinologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UGT2B17 Rabbit pAb
Note/Alias	BMND12; UDPGT2B17; UGT2B17
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7367
GeneID	7367
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-200 dell'UGT2B17 umano (NP_001068.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	075795
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio