


Anticorpo Policlonale Anti-Uhrf1 Per Wb Ed Elisa - Q96T88

Numero articolo: CM0030537



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce UHRF1 umano (ICBP90/Np95), validato per western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca in epigenetica, inclusi metilazione del DNA, modificazioni degli istoni e biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] UHRF1 Rabbit pAb
Note/Alias	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29128
GeneID	29128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 672-793 di UHRF1 umano (NP_037414.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96T88
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio