

## Anticorpo Policlonale Anti-Uhrf1 Per Wb, Elisa - Q96T88

Numero articolo: CM0022604



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio UHRF1 di alta qualità per applicazioni Western blot ed ELISA, riconosce bersagli umani e di topo. Fondamentale per la ricerca sulla metilazione del DNA e la modifica della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | UHRF1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; UHRF1                                                                     |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| ID Gene             | 29128 (Uomo)                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di UHRF1 umano (NP_001041666.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività Crociata | Uomo, Topo                                                                                                                     |
| SWISS               | Q96T88                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 90kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                          |