

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uhrf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96T88

Numero articolo: CM0011823



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro UHRF1 umano (SWISS Q96T88). Reagisce con umano, topo, ratto. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Regolatore epigenetico chiave nell'ereditarietà della metilazione del DNA e nella modifica della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] MAb Coniglio UHRF1
Note/Alias	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	29128
ID Gene	29128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di UHRF1 umano (NP_001276981.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96T88
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio