

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Uhrf2 Per Wb Ed Elisa - Q7Tmi3

Numero articolo: CM0023127

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro UHRF2 di topo, validato per Western blot ed ELISA. Rileva UHRF2 umano, di topo e ratto, una ligasi E3 ubiquitina chiave nella metilazione del DNA e nella regolazione del ciclo cellulare. Ideale per la ricerca in epigenetica e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Uhrf2 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2                                                                                      |
| Specie                | Topo                                                                                                                           |
| GeneID (Umano)        | 115426                                                                                                                         |
| GeneID                | 109113                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 76-359 di Uhrf2 di topo (NP_659122.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS                 | Q7TMI3                                                                                                                         |
| Peso Proteico         | 90kDa                                                                                                                          |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                              |