

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Uhrf2 Per Wb Ed Elisa - Q7Tmi3

Numero articolo: CM0015428

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Uhrf2 di topo (E3 ubiquitina-proteina ligasi) validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con topo e ratto. Ideale per studiare la metilazione del DNA, la regolazione del ciclo cellulare e le vie di riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Uhrf2 Rabbit pAb
Note/Alias	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	115426
GeneID	109113
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 76-359 di Uhrf2 di topo (NP_659122.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q7TMI3
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio