

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-ULbp1 Per Wb, Elisa - Q9Bzm6

Numero articolo: CM0007376

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ULBP1 per WB e ELISA. Si lega all'ULBP1 umano, un ligando di NKG2D che attiva la citotossicità delle cellule natural killer. Reagisce incrociato con il mouse. Utile per la sorveglianza immunitaria e la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ULBP1 Coniglio mAb
Note/Alias	N2DL-1; RAET1; NKG2DL1; ULBP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	80329
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-100 dell'ULBP1 umano (NP_079494.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9BZM6
Peso Proteico	28 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio