

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-ULbp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzm6

Numero articolo: CM0016731



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ULBP1 umano (ligando NKG2D 1). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla sorveglianza immunitaria e sulle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ULBP1 pAb di Coniglio
Note/Alias	N2DL-1; RAET1I; NKG2DL1; ULBP1
Specie	Umano
ID Gene	80329 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 26-216 di ULBP1 umano (NP_079494.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9BZM6
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio