

Anti-ULK1 (Fosfo S555) Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O75385

Numero articolo: CM0001264



introduzione

Phospho-ULK1-S555 Rabbit mAb rileva specificamente ULK1 fosforilato in Ser555. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per studi sulla autofagia e sulla segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-ULK1-S555 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8408
GeneID	8408
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno a S555 di ULK1 umano (NP_003556.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O75385
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio