

Anticorpo Policlonale Anti-ULK1/ULK2 Per Wb, Elisa - O75385 / Q8Iyt8

Numero articolo: CM0024642



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ULK1 e ULK2 umani (O75385/Q8IYT8). Ideale per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA nella ricerca sull'autofagia e sulla differenziazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ULK1/ULK2 Rabbit pAb
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	8408/9706
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 di ULK1/ULK2 umano (NP_003556.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	O75385/Q8IYT8
Spedizione	Sacco di ghiaccio