


Anticorpo Monoclonale Anti-ULK3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Phr2

Numero articolo: CM0012073



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro ULK3 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce la chinasi serina/treonina coinvolta nella segnalazione hedgehog e nell'autofagia. Reagisce anche con campioni umani e murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ULK3 Rabbit mAb
Note/Alias	ULK3
Specie	Umano
GeneID (umano)	25989
GeneID	25989
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 373-472 di ULK3 umano (Q6PHR2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q6PHR2
Peso della proteina	53 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante