

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Umod Per Wb, Elisa - P07911

Numero articolo: CM0023929



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio UMOD validato per WB ed ELISA con reattività in Umano e Topo. Ideale per studiare la funzione dell'uromodulina nella biologia della membrana apicale renale e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UMOD Rabbit pAb
Note/Alias	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; UMOD
Specie	Umano
GenelD (Umano)	7369
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P07911
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio