

Anticorpo Policlonale Anti-Umps Per Wb, Elisa - P11172

Numero articolo: CM0025259



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'UMPS umano (OPRT/ODC). Convalidato per WB e ELISA. Reagisce con campioni umani. Rileva una banda a 52 kDa. Ideale per ricerche sulla biosintesi delle pirimidine e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UMPS Rabbit pAb
Note / Alias	OPRT; UMPS
Specie	Uomo
GeneID (umano)	7372
GeneID	7372
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 181-480 dell'UMPS umano (NP_000364.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P11172
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio