

Anticorpo Policlonale Anti-Umps Per Wb, If/Icc, Elisa - P11172

Numero articolo: CM0017564



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la UMPS umana, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi delle pirimidine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UMPS Rabbit pAb
Note/Alias	OPRT; UMPS
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7372
GeneID	7372
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-260 della UMPS umana (NP_000364.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P11172
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante