

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Unc13B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14795

Numero articolo: CM0021865

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-UNC13B di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con UNC13B umano e murino, una proteina per il priming delle vescicole sinaptiche coinvolta nell'esocitosi. Adatto per la ricerca in neuroscienza e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UNC13B Rabbit pAb
Note/Alias	UNC13; MUNC13; Unc13h2; munc13-2; UNC13B
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	10497
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 di UNC13B umano (NP_006368.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	O14795
Peso proteico	181kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio