

Anticorpo Policlonale Anti-Unc13D Per Wb, Elisa - Q70J99

Numero articolo: CM0014693



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UNC13D umano (Munc13-4) per WB e ELISA, cross-reattivo con il topo. Validato per la ricerca sull'esocitosi dei granuli citotossici e sulla funzione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UNC13D Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FHL3, HLH3, HPLH3, Munc13-4, UNC13D
Specie	Umano
GeneID (Umano)	201294
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 891-1090 di UNC13D umano (NP_954712.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q70J99
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio