

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Unc50 Per Wb, Elisa - Q53Hi1

Numero articolo: CM0020441

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UNC50 umano, validato per WB ed ELISA, reattivo con campioni umani, murini e di ratto. UNC50 è coinvolto nell'espressione dei recettori nicotinici neuronali e nel legame all'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UNC50 pAb di coniglio
Note/alias	URP; GMH1; UNCL; HSD23; PDLs22; UNC50
Specie	Uomo
GenelD (umano)	25972
GenelD	25972
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q53HI1
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio