

Anticorpo Policlonale Anti-Unc5B Per Wb, Elisa - Q8Izj1

Numero articolo: CM0018316

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio UNC5B convalidato per WB e ELISA, reattivo con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sui recettori netrina nella guida degli assoni, angiogenesi e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UNC5B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UNC5H2; p53RDL1; UNC5B
Specie	Umano
GenelD (Umano)	219699
GenelD	219699
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-377 dell'UNC5B umano (NP_734465.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IZJ1
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio