

Anticorpo Policlonale Anti-Unc93B1 Per Wb, Elisa - Q9H1C4

Numero articolo: CM0019945



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità Anti-UNC93B1 da coniglio, validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'immunità innata e la segnalazione TLR. Reagisce con Umano, Topo, Ratto. Ideale per laboratori diagnostici e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UNC93B1 pAb da Coniglio
Note / Alias	IIAE1; UNC93; UNC93B; Unc-93B1; UNC93B1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	81622
ID Gene	81622
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-550 dell'UNC93B1 umano (NP_112192.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H1C4
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio