

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Upb1 Per Wb, Elisa - Q9Ubr1

Numero articolo: CM0021710



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'UPB1 umano (beta-ureidopropionasi), validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla degradazione delle pirimidine e le malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UPB1 Rabbit pAb
Note / Alias	BUP-1; UPB1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51733
GeneID	51733
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 dell'UPB1 umano (NP_057411.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UBR1
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio