

Anticorpo Policlonale Anti-Upf1/Rent1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92900

Numero articolo: CM0015058



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UPF1/RENT1, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla degradazione mediata da codoni di terminazione prematuri. Immunogeno: peptide sintetico. ~124 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UPF1/RENT1 pAb di coniglio
Note/alias	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5976
GeneID	5976
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q92900
Peso della proteina	124 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante