


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Upf2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau5

Numero articolo: CM0014498



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità targeting UPF2 umano (Q9HAU5), validato per WB, IHC-P, IP e ELISA. Ideale per la ricerca sulla degradazione dell'mRNA mediata da non senso (NMD). Reagisce in modo crociato con uomo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UPF2 Rabbit pAb
Note/Alias	HUPF2; RENT2; smg-3; UPF2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	26019
GeneID	26019
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1153-1272 della UPF2 umana (NP_542166.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9HAU5
Peso proteico	148 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio