


Anticorpo Policlonale Anti-Upf3A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1J1

Numero articolo: CM0017955



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UPF3A umano, adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Rileva una banda di 55 kDa; ideale per la ricerca sul decadimento mediato da nonsense dell'mRNA e sul trasporto dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UPF3A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UPF3; HUPF3A; RENT3A; UPF3A
Specie	Umano
GeneID (umano)	65110
GeneID	65110
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 327-476 di UPF3A umano (NP_075387.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H1J1
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio