

Anticorpo Policlonale Anti-Upk1B Per Western Blot, Elisa - O75841

Numero articolo: CM0026963

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-UPK1B validato per Western blot e ELISA. Riconosce l'urolachina-1b umana e murina (UPIB/TSPAN20), adatto per ricerche sull'epitelio vescicale e studi sulle placche uroteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UPK1B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UPIB; UPK1; TSPAN20; UPK1B
Specie	Umano
GenelD (Umano)	7348
GenelD	7348
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-230 dell'UPK1B umano (NP_008883.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O75841
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio