

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Upk2 Per Wb, Elisa - 000526

Numero articolo: CM0015412

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la Uroplakin-2 umana (UPK2), validato per WB ed ELISA. L'immunogeno è costituito da una proteina ricombinante (aa 85-155) e garantisce un rilevamento specifico. Ideale per la ricerca sulla membrana unitaria asimmetrica dell'urotelio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UPK2 Rabbit pAb
Note/Alias	UP2; UPII; UPK2
Specie	Umana
GeneID (umana)	7379
GeneID	7379
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 85-155 della UPK2 umana (NP_006751.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	000526
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante