

Anti-Upk3B Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - Q9BT76

Numero articolo: CM0020896

introduzione

UPK3B Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio, validato per WB ed ELISA su campioni umani, mirato alla uroplachina-3b (Q9BT76). Ideale per la ricerca sull'AUM e sulla differenziazione uroteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UPK3B Rabbit pAb
Note/Alias	P35; UP3B; UPIIB; UPK3B
Specie	Umano
GenelD (Umano)	105375355
GenelD	105375355
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-200 dell'UPK3B umano (NP_085047.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9BT76
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio