

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Upp1 Per Wb, Elisa - Q16831

Numero articolo: CM0002004



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-UPP1 per WB e ELISA. Validato su Umano, Mouse, Ratto. Bersaglio dell'uridina fosforilasi 1, un enzima chiave nel metabolismo delle pirimidine, ideale per la ricerca sul metabolismo dei nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UPP1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7378
Gene ID	7378
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'UPP1 umano (Q16831).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q16831
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio