

Anticorpo Policlonale Anti-Upp1 Coniglio Per Wb E Elisa - Q16831

Numero articolo: CM0015534



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'uridina fosforilasi 1 umana (UPP1). Adatto per Western blot e ELISA; rileva una proteina di 34 kDa coinvolta nel metabolismo delle pirimidine e nella sintesi dei nucleotidi. Ideale per la ricerca sul cancro e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UPP1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	UP; UPP; UPASE; UDRPASE; UPP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7378
Gene ID	7378
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 89-173 dell'UPP1 umana (NP_001274357.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q16831
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio