

Anticorpo Policlonale Anti-Uqcc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brt2

Numero articolo: CM0027353

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro UQCC2 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva UQCC2 di uomo, topo e ratto; coinvolto nell'assemblaggio del complesso mitocondriale III e nella funzione della catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UQCC2 Rabbit pAb
Note/Alias	M19; Cbp6; MNF1; MC3DN7; C6orf125; C6orf126; bA6B20.2; UQCC2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	84300
ID Gene	84300
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 14-126 di UQCC2 umano (NP_115716.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BRT2
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio