


Anticorpo Policlonale Anti-Uqcr10 Per Wb E Elisa - Q9Udw1

Numero articolo: CM0029781



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano UQCR10 (sottounità 9 del complesso citocromo b-c1), ideale per Western blot e ELISA. Rileva campioni umani, di topo e di ratto. Proteina della membrana interna mitocondriale del Complesso III di ~7 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UQCR10 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	QCR9; UCRC; HSPC051; HSPC119; HSPC151; UCCR7.2; UQCR10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29796
GeneID	29796
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-63 dell'UQCR10 umano (NP_037519.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UDW1
Peso proteico	7kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio