


Anticorpo Policlonale Anti-Uqcr10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Udw1

Numero articolo: CM0016399



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'UQCR10 umano (subunità 9 del Complesso III). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla catena di trasporto degli elettroni mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UQCR10 Rabbit pAb
Note/Alias	QCR9, UCRC, HSPC051, HSPC119, HSPC151, UCCR7.2, UQCR10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29796
GeneID	29796
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-63 dell'UQCR10 umano (NP_037519.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UDW1
Peso Proteico	7kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio