


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Uqcrb Per Wb, Elisa - P14927

Numero articolo: CM0017640



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio UQCRB validato per WB, ELISA in umano, topo, ratto. Mira alla subunità 7 del complesso III mitocondriale, guidando il trasporto di elettroni e la fosforilazione ossidativa. Supporta la ricerca sulle malattie mitocondriali e sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UQCRB Rabbit pAb
Note/Alias	QPC; QCR7; QP-C; UQBC; UQBP; UQPC; UQCR6; MC3DN3; UQCRB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7381
GeneID	7381
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-111 di UQCRB umano (NP_006285.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14927
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio