


Anticorpo Monoclonale Anti-Uqcrc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31930

Numero articolo: CM0004850



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alte prestazioni contro UQCRC1 (subunità 1 del Complesso III), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla respirazione mitocondriale e sulla malattia di Parkinson.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] UQCRC1 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	QCR1; PKNPY; UQCR1; D3S3191
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7384
ID Gene	7384
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31930
Peso Molecolare Proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante