


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Uqcrc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31930

Numero articolo: CM0026513



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro l'UQCRC1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale e gli studi sul complesso III.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UQCRC1 Rabbit pAb
Note/Alias	QCR1; PKNPY; UQCR1; D3S3191; UQCRC1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	7384
GeneID	7384
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 156-480 dell'UQCRC1 umano (NP_003356.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31930
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio