


Anticorpo Policlonale Anti-Uqcrc2 (Coniglio) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P22695

Numero articolo: CM0030736



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro UQCRC2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per ricerche sul complesso III mitocondriale e la catena di trasporto degli elettroni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UQCRC2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	QCR2; UQCR2; MC3DN5; UQCRC2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7385
GeneID	7385
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 224-453 di UQCRC2 umano (NP_003357.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P22695
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio