


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Uqcrc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22695

Numero articolo: CM0011395



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-UQCRC2 validato per WB, IHC-P, ELISA. Bersaglia l'UQCRC2 umano (P22695), una subunità del complesso mitocondriale III essenziale per il trasporto di elettroni e la sintesi di ATP. Ideale per la ricerca sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-UQCRC2
Note/Alias	QCR2; UQCR2; MC3DN5; UQCRC2
Specie	Umana
GenelD (Umano)	7385
GenelD	7385
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22695
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico