


Anticorpo Policlonale Anti-Uqcrfs1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P47985

Numero articolo: CM0017877



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina UQCRFS1 umana (proteina ferro-zolfo di Rieske), validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva UQCRFS1 endogena e reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sul complesso III mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UQCRFS1 Rabbit pAb
Note/Alias	RIP1; RIS1; RISP; UQCR5; MC3DN10; UQCRFS1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7386
ID Gene	7386
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 79-274 di UQCRFS1 umana (NP_005994.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P47985
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio