


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uqcrfs1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P47985

Numero articolo: CM0005813



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro UQCRC1 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Adatto per lo studio del complesso III mitocondriale e della catena di trasporto degli elettroni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UQCRC1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	RIP1; RIS1; RISP; UQCR5; MC3DN10; UQCRC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7386
GeneID	7386
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 175-274 dell'UQCRC1 umano (P47985).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P47985
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio