


Anticorpo Policlonale Anti-Uqcrfs1 (Proteina Ferro-Zolfo Rieske) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P47985

Numero articolo: CM0030976



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'UQCRFS1 umano (proteina ferro-zolfo Rieske), una subunità del Complesso III mitocondriale. Validato per Western blot, IHC-P e ELISA; reattivo con campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	UQCRFS1 Rabbit pAb
Note/Alias	RIP1, RIS1, RISP, UQCR5, MC3DN10, UQCRFS1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7386
GeneID	7386
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 141-274 dell'UQCRFS1 umano (NP_005994.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P47985
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio