


Anticorpo Policlonale Anti-Uqcrq Per Wb, Elisa - O14949

Numero articolo: CM0025111



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-UQCRCQ di alta qualità per Western blot ed ELISA, riconosce campioni umani e di topo. Mira alla subunità 8 del complesso III essenziale per il trasporto di elettroni mitocondriali e la fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	UQCRCQ Rabbit pAb
Note/Alias	QPC; QCR8; QP-C; UQCR7; MC3DN4; UQCRCQ
Specie	Umano
ID Gene	27089
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-82 di UQCRCQ umano (NP_055217.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O14949
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio