


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Uridina-Citidina Chinasi 2 Per Wb, Elisa - Q9Bzx2

Numero articolo: CM0013392



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro UCK2 umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con UCK2 di topo. UCK2 è una uridina-citidina chinasi coinvolta nei percorsi di recupero dei nucleosidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	UCK2 Rabbit pAb
Note/Alias	UK; UMPK; TSA903; UCK2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7371
ID Gene	7371
Immunogeno	Proteina ricombinante - Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-261 della UCK2 umana (NP_036606.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9BZX2
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio